

ТРАДИНТЕК Иностранное унитарное предприятие "Традинтек сервис"

ул. Кальварийская, 1, пом. 518В, 518Г, 518Д. Тел. +375 17 200 03 09, факс +375 17 200 03 11

e-mail: admin@tradintekservice.com

					Контракт/Договор	
Service Report / Сервисный отчет					28/1-66/22-1	
Јор Туре / Тип работы Report I					Date / Дата отчета	
Монтаж					июня 2022 г.	
System / Система	Hospital / Медучреждение				Serial No. / Серийный №	
Линейный ускоритель УЗ «Могилевский областной онкологическ				кий	IŬ	
Clinac iX	диспансер».				H295990	
					чи системы	пользователь
Состояние системы на начало работ	G Cocrosi	работае		Бреми переде	THE CHOICEME	THOSIDOGEA TOSI
✓ работает ✓ требует работы		требует				
не работает		не рабо				
Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы						
Actions, Corrections / Проведенная работа и результаты В ходе работы выявлено, что давление внешней городской холодной воды контура охлаждения аппарата не достаточно для нормального охлаждения во время работы. Согласно документации производителя (DDR-HE-W Руководство по предмонтажной подготовке) при температуре холодной воды 20 градусов Цельсия проток должен составлять не менее 16 литров в минуту. Для предотвращения остановок при лечении пациентов и возможного выхода из строя дорогостоящих частей из-за перегрева аппарата рекомендовано обеспечить требуемый изготовителем проток холодной воды.  Теst, Verification data / Проведенные тесты						
Follow up / Рекомендации, комментарии						
Spare parts: Использованные детали					1	
# / № Part description / Описание детали					Quantity /	Количество
					Заказчика	Исполнителя
		1				
Spare parts: Необходимые детали						
# / № Part description / Описание детали						Quantity / Количество
Served by / Работа выполнена Accepted by / Работа принята						
Engineer name / Гришан Пиженер ФИО	н О.Г. Скляр А.		казчик ФИО	10204ROS 4, C.		
Employee ID / Ид. №			- gas	gas, Ulpo		
Signature / Подпись	1	ПС	одпись	pecik		