

ОТЧЕТ				
Дата:	11.04.2024			
Контракт / Договор	97С/24			
Учреждение	УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», Могилев, ул.Академика Павлова, 2а, г.Могилев, 212018			
Оборудование	Ускоритель линейный «Clinac iX», Varian Medical Systems			
Серийный номер	H29-5990			
Состояние оборудования перед началом работ:	Ошибки при верификации планов пациентов			
<input type="checkbox"/> Неисправное				
<input checked="" type="checkbox"/> Работоспособное				
Выполненная работа				
Поиск неисправности. Выполнена калибровка всех режимов получения мегавольтных изображений. Калибровка опции Portal Dosimetry. Проверка работы аппарата в сервисном режиме в присутствии представителя Заказчика.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали	Кол-во		
-	-	-		
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
<input type="checkbox"/> Неисправное				
<input checked="" type="checkbox"/> Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, Должность	Скляр А.В., зам-директора начальник сервисного отдела Гришан О.Г., инженер 1-й категории	ФИО, Должность	Роденков Л.Е. Заведующий ЦТРО	
Подпись		Подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
- работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.